

IDS-Neuheit!



€ 4.827,-

LIFE USB2

SOPROLIFE USB2

Kariesdiagnose & Behandlung mit integriertem Kamerasystem

Mit SOPROLIFE können Sie nicht nur aussagekräftige Intraoralaufnahmen (makro, intraoral, extraoral), sondern gleichzeitig auch Karies sichtbar machen und gezielter behandeln – und zwar in allen Entwicklungsstadien und Regionen!



DAS KONZEPT:

3 Betriebsarten - Diagnosemodus/Behandlungsmodus/Tageslichtmodus

1. Entdecken Sie gemeinsam mit Ihrem Patienten die verschiedenen Entwicklungsstadien der Karies (auch Demineralisierungen) im **Diagnosemodus**. Sichern Sie sich jeden „Recall“ über klare Echtbilder (auch ohne Softwareunterstützung möglich)
2. Der **Behandlungsmodus** ermöglicht Ihnen eine sichere, minimalinvasive und kontrollierbare Präparation.
3. Die **integrierte Intraorale Kamera** sichert Ihnen eine unübertroffene Bildqualität, sowohl im Weißlicht- als auch im Blaulichtmodus. Für Ihren direkten Vergleich durch einfaches „Umschalten“ am Handstück. (Makro-, Intraoral- und Extraoralmodus)



Das System kann per USB bzw. S-Video an die systemeigene Bildbearbeitungssoftware SoprolImaging oder an Fremdsoftware angebunden oder als Videosystem ohne PC eingesetzt werden.

NACHRÜST-AKTION

Sind Sie bereits Sopro-Anwender und möchten die neue Technologie nutzen?
Einfach nur das Handstück wechseln! SOPROLIFE-Handstück: € 4.000,- S 90 00001



www.soprolife.com



PROPHYCAM USB2

Intraorale Prophylaxe-Kamera

- » Mit »Sensitive Touch« - kein Fußanlasser nötig
- » 1/4" CCD-Technologie
- » Automatische Tiefenschärfe (5-30 mm)
- » Erhältlich in 4 Farben
- » Inklusive Software
Dongle optional (S10 7048 USB)

€ 1.490,-

S595 004X
D USB2

Soprolmaging Bildbearbeitungssoftware

Als Vollversion für 10 Patienten im Lieferumfang enthalten. Um die Software weiter nutzen zu können, muß der Dongle zur Freischaltung bestellt werden. *Dongle optional (S10 7048 USB)*

SOPRO 617 USB2

Intraorale Hochleistungskamera

- » Mit »Sensitive Touch« - kein Fußanlasser nötig
- » 1/4" CCD-Technologie
- » Tiefenschärfe: 5mm bis unendlich
- » Max. Sichtwinkel von 105° durch die gebogene Form und das rundliche Kopfstück
- » Verzerrungsfreie Bilder
- » Inklusive Software
Dongle optional (S10 7048 USB)

€ 2.881,-

SD 617 USB2

SOPRO 717 USB2

Intraorale Hochleistungskamera

- » Mit »Sensitive Touch« - kein Fußanlasser nötig
- » 1/4" CCD-Technologie
- » Maximale Tiefenschärfe für ein präzises, hochauflösendes Bild; von makro (1 mm) bis extraoral (unendlich)
- » Inklusive Software
Dongle optional (S10 7048 USB)

€ 3.827,-

SD 717 USB2

weitere Anschlussmöglichkeiten

DM VIDEO

Dockingstation für Bildspeicherung (Freezefunktion)



DM USB2

Dockingstation für Bildspeicherung (Freezefunktion)



PROPHYCAM DM VIDEO € 1.790,- S595 004X DM Video


SOPRO 617 DM VIDEO € 3.354,- SD 617 DM
SOPRO 617 DM USB2 € 3.754,- SD 617 M USB2

SOPRO 717 DM USB2 € 4.700,- SD 717 M USB2

Ultraschall mit Wellness-Faktor

HOTLINE:
0800 / 728 35 32
oder bei Ihrem Depot!

Inklusive 6 Instrumenten



1, H3, 4 x K15/25

€ 1.590,-

F 58 128


P5 NEWTRON XS

- » Arbeiten mit Wasser oder physiologischen Spüllösungen (z.B. Chlorhexidin oder Hypochlorid)
- » Befüllen mit einem Handgriff – auch während der Behandlung
- » Newtron – Leistungsautomatik =
 - Erkennt Hart- und Weichgewebe
 - Schont Ihre Instrumente
- » Über 70 verschiedene Ansätze mit Color Coding System (CCS)



Speziell
für die Chirurgie

Sterikit:
Metallfuß, Sterijoint-Adapter (F58703),
autoklav. Galgen, 5 Halteclips, 3 sterile
Universallinien zum Einmalgebrauch
mit integrierter Peristaltikpumpe)



P5 NEWTRON XS

- » NEU: Sterikit für sterile Eingriffe mittels Kochsalzlösung

Inklusive Sterikit & Retro-Kit



S12-70D, S12-90ND, S13-LD, S13-RD
inkl. 4 Schutzschlüsseln und Steribox

€ 1.990,-

F 58 128
F 58 136
F 00 910

Inklusive 6 Instrumenten



1, H3, 4 x K15/25

Jetzt mit Licht!



P5 NEWTRON XS LED

- » NEU: Autoklavierbares LED-Lichthandstück mit 100.000 Lux!
Für eine ausgezeichnete Sicht.

€ 1.990,-

F 58 228



Ideal für Einsteiger

Geräte inklusive Piezotome-Pack & BS-Kit

€ 4.990,-

PACKAGE-PREIS

F 57 310
F 87 323
F 87 309



Piezotome-Pack

BS-Kit

€ 8.950,-

PACKAGE-PREIS

F 27 100
F 87 323
F 87 309



PIEZOTOME

Piezochirurgie leicht gemacht!

» 2 Funktionsmodi:

- Piezotome - speziell für die Knochenchirurgie
- Newtron - für konventionelle Behandlungen

» Automatische Erkennung der 2 Handstück-Eingänge:

- 1x Piezotome + 1x Newtron oder 2x Piezotome

IMPLANTCENTER

Kombigerät aus Piezotome und I-Surge (Implantologie)

» 3 Funktionsmodi:

- Piezotome - für die präimplantologische Chirurgie
- I-Surge - leistungsstarker Implantologie-Mikromotor (100 bis 40.000 UpM)
- Newtron - für konventionelle Ultraschall-Behandlungen

» Großes 5,6" LCD-Display (12,95 cm), mit intuitiver Bedienführung

» Zwei extrem leise Peristaltik-Pumpen mit präziser Durchflussmenge

Beachten Sie unser umfangreiches Instrumenten-Sortiment!

The Power of Piezo Bone Surgery



Handstücke optional

ohne Winkelstück

ab € 6.255,-

F 57 400

Jetzt mit Licht!

ab € 10.245,-

F 27 160

PIEZOTOME² / IMPLANTCENTER²

- » NEU: 3-mal höhere Ultraschalleistung für eine weltweit einzigartige Schnelligkeit
- » NEU: Mit großem, benutzerfreundlichen 5,7"-Touchscreen und progressivem Multifunktionsfußschalter PiezoTouch (exklusiv bei Satelec)
- » NEU: Leistungsstarke LED-Lichthandstücke für eine optimale OP-Sicht mit 100.000 Lux



PSPIX

ONE, you shoot – TWO, you scan

Komplettes digitales Bildgebungssystem für die intraorale Anwendung!



S70 0165

HOTLINE:
0800 / 728 35 32
oder bei Ihrem Depot!

- » Die ERLM*-Speicherfolien sind extrem dünn und flexibel – für eine einfache und präzise Positionierung mit höchstem Patientenkomfort (erhältlich in 4 Größen)
- » In nur 4,3 bis 7,5 Sekunden sind die Aufnahmen eingelesen
- » Optimale Ausnutzung der aktiven Oberfläche der Speicherfolie
- » Kabellose Technologie für mehr Flexibilität bei der Anwendung
- » Die wieder verwendbaren Speicherfolien sind umweltschonend
- » Mit jedem Röntgengerät zur intraoralen Anwendung kompatibel (AC oder DC)
- » Vielseitig vernetzbar und TWAIN kompatibel

*ERLM: radiolumineszente Bildspeicherung

Auf dem Bildschirm können alle Arbeitsschritte kontrolliert und die Aufnahmen sofort angezeigt werden:



Die Speicherfolie kann eingelegt werden



Der Scanvorgang wird gestartet



Das Bild wird nach wenigen Sekunden angezeigt

PSPIX + XMIND DC

Intraorales Röntgengerät



S70 0165
F 03 8xx

je
€ 12.000,-

PACKAGE-PREIS



PSPIX + SOPRO 617 USB2

Intraorale Kamera



S70 0165
SD 617 USB2

SOPIX2 Sensor Gr.1

Digitales Intraoral-Röntgen mit CMOS-Technologie

- » Exklusive ACE-Technologie analysiert die Menge der Röntgenstrahlen, die der Sopix2 Sensor benötigt, in Echtzeit und schützt jede Aufnahme vor Überbelichtung
- » Sicherer für die Patienten
- » Außergewöhnliche Bildqualität (hochauflösende Bilder und sehr gute Kontraste), die die Diagnose erleichtert
- » 2 Sensorgrößen stehen zur Verfügung: Sensor Größe 1 für Röntgenaufnahmen von 1 bis 3 Zähnen und Sensor Größe 2 für Aufnahmen Typ Bitewing



€ 4.590,-

EINFÜHRUNGS-PREIS


S802 0001

DUO BOX: EXPASYL PREMIUM + HEMOSTASYL KIT

Zwei echte Teamplayer: Gingivaretraktion und Blutstillung



- » **NEU:** Expasyl mit Erdbeergeschmack: Angenehm neuer Geschmack bei gleichbleibend effektiver Wirkung
- » Gebogene Kanülen: Bequemes, schnelleres und präziseres Einbringen der Kanüle in den Sulkus
- » Premium Kit enthält: 10 Kapseln Paste mit Erdbeergeschmack, 40 gebogene Applikationskanülen und einen Applikator
- » Für eine optimale Anwendung von Expasyl stehen pro Kapsel Paste viermal so viele Applikationskanülen zur Verfügung
- » Hemostasyl ist angenehm im Geschmack
- » Haftet perfekt am Gewebe; Einwirkzeit max. 2 Minuten
- » Einfach zu entfernen (Luft-/Wasserspray)
- » Hemostasyl Kit enthält: 2 Spritzen mit Hemostasyl-Gel und 40 gebogene Applikationskanülen



€ 295,-

261 200



EXPASYL PREMIUM-KIT

€ 260,-

261 065

Inhalt: Applikator, 10 Kapseln mit Erdbeergeschmack, 40 gebogenen Kanülen zum Einmalgebrauch

EXPASYL PREMIUM REFILL



20 Kapseln

€ 215,-

261 001

2+1 AKTION

Erhältlich in 5 Farben



Box à 250 St.

RISKCONTROL

Einwegansätze für Multifunktionsspritzen

Beim Kauf von 2 Boxen erhalten Sie 1 Adapter* (Wert 49,-€) kostenlos dazu!

je Box

€ 43,-



*Bitte nennen Sie uns bei der Bestellung Name und Baujahr Ihrer Einheit.

Für Produktinformationen oder Praxisdemos kontaktieren Sie bitte:

Sascha Klupp	Region Nord	0 172 - 418 07 08	sascha.klupp@de.acteongroup.com
Michael Swieza	Region West	0 172 - 418 07 06	michael.swieza@de.acteongroup.com
Dirk Menzel	Region Ost	0 172 - 418 07 05	dirk.menzel@de.acteongroup.com
Jürgen Brecht	Region Süd-West	0 172 - 418 07 02	juergen.brecht@de.acteongroup.com
Robert Eichinger	Region Süd-Ost	0 172 - 418 07 04	robert.eichinger@de.acteongroup.com



ACTEON Germany GmbH • Industriestraße 9 • D-40822 METTMANN • Tel.: +49 (0) 21 04 / 95 65 10 • Fax: +49 (0) 21 04 / 95 65 11

HOTLINE: 0800 / 728 35 32 • info@de.acteongroup.com • www.de.acteongroup.com

Bei Bestellungen beziehen Sie sich bitte auf unseren Acteonfalter Nr. 18